

Distributed by:

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the *Ortho Organizers'* Web site at
OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany
49 511 39 08 9530



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association



**Made
in the
USA**

INS132A
Rev A

Booster Light-Cured Bonding Conditioner

REF 471-062

INSTRUCTIONS FOR USE

POWER BONDING

1. Dispense a drop or two of Power Bond Light-Cured Conditioner onto a non absorbent surface or into a dappen dish.
2. Apply two generous coats of Power Bond Light-Cured Conditioner to the moist etched enamel surface. After the second coat, air dry the surface with compressed air. The enamel will not appear shiny.
3. Visibly light Cure with a suitable curing light for 10-20 seconds.
4. The surfaces are now ready to be bonded with either a light cure or self cure adhesive.

ETCHING

1. Prophylax enamel and rinse thoroughly.
2. Apply etchant and allow to remain for 30-40 seconds.
3. Rinse thoroughly and lightly dry. Power Bond prefers moist (water moisture, not saliva) enamel.

ADHESION

1. Mettez une goutte ou deux d'agent de conditionnement polymérisable à la lumière Power Bond sur une surface non absorbante ou dans un petit récipient en verre trempé.
2. Appliquez généreusement des couches d'agent de conditionnement sur l'émail mordancé humide. Après la deuxième couche, séchez la surface à l'air (air comprimé). L'émail ne brillera pas.
3. Polymérisez légèrement à la lumière pendant 10 à 20 secondes.
4. Les surfaces peuvent alors être scellées soit avec un adhésif autopolymérisant ou photopolymérisant.

MORDANÇAGE

1. Préparez l'émail avec une pâte abrasive et rincez abondamment.
2. Appliquez l'agent mordant et attendez 30 à 40 secondes.
3. Rincez soigneusement et séchez légèrement. Le produit Power Bond prend mieux sur de l'émail humide (humidité provenant de l'eau, pas de la salive).

Booster Light-Cured Bonding Conditioner

REF 471-062

GEBRAUCHSANWEISUNG

ÄTZUNG

1. Den Zahnschmelz mit Prophy-Paste behandeln und gründlich abspülen.
2. Das Ätzmittel auftragen und 30-40 Sekunden lang einwirken lassen.
3. Gründlich abspülen und leicht trocknen. Für das Haftmittel ist ein feuchter Zahnschmelz (angefeuchtet mit Wasser, nicht mit Speichel) am besten geeignet.

POWER-HAFTUNG

1. Ein bis zwei Tropfen des lichthärtenden Haftverstärkers/ Haftungskonditionierers auf eine nichtabsorbierende Fläche oder in eine Glasmischschale (Dappen-Schale) geben.
2. Zwei großzügige Schichten des lichthärtenden Haftverstärkers/ Haftungskonditionierers auf die angefeuchteten, geätzten Zahnschmelzflächen auftragen. Nach der zweiten Schicht mit Druckluft trocknen. Der Zahnschmelz darf nicht glänzen.
3. Mit einer geeigneten Aushärtungslampe 10-20 Sekunden lang den Kleber mit Licht aushärten.
4. Die Oberflächen sind jetzt zum Verkleben mit einem lichthärtenden oder selbsthärtenden Klebemittel bereit.

Booster Light-Cured Bonding Conditioner

REF 471-062

INSTRUCCIONES DE USO

GRABADO

1. Realice la profilaxis del esmalte y enjuáguelo bien.
2. Aplique el reactivo para ataque y déjelo sobre el esmalte durante 30 a 40 segundos.
3. Enjuague y seque el esmalte ligeramente. El Power Bond funciona mejor cuando el esmalte está húmedo (con agua, no saliva).

CEMENTADO CON POWER BOND

1. Surta cantidades iguales, 1 ó 2 gotas de acondicionador fotopolimerizable Power Bond sobre una superficie no absorbente o en una placa Dappen.
2. Aplique dos capas generosas del acondicionador fotopolimerizable Power Bond sobre la superficie húmeda del esmalte grabado. Después de aplicar la segunda capa, use aire comprimido para secar la superficie. El esmalte no tendrá un aspecto brillante.
3. Polimerícelo a la luz del espectro visible con una lámpara de polimerización adecuada durante 10 a 20 segundos.
4. Las superficies han quedado preparadas para cementarse con un adhesivo fotopolimerizable o autopolimerizable.

Booster Light-Cured Bonding Conditioner

REF 471-062

ISTRUZIONI PER L'USO

MORDENZATURA

1. Eseguire la profilassi dello smalto e sciacquare accuratamente.
2. Applicare il mordente e lasciarlo agire per 30-40 secondi.
3. Sciacquare completamente la superficie del dente ed asciugarla leggermente. Con il Power Bond è preferibile che lo smalto sia umido (d'acqua, non di saliva).

APPLICAZIONE DEL POWER BOND

1. Versare una o due gocce di condizionatore fotopolimerizzante Power Bond su una superficie non assorbente o in una coppetta.
2. Applicare due strati abbondanti di condizionatore fotopolimerizzante Power Bond alla superficie smerigliata umida dello smalto. Dopo aver applicato il secondo strato, asciugare la superficie con aria compressa. Lo smalto non avrà un aspetto lucido.
3. Effettuare la polimerizzazione con una lampada idonea per 10-20 secondi.
4. Le superfici sono ora pronte per l'applicazione dell'adesivo fotopolimerizzante o autopolimerizzante.