



Manufactured for: (US Only)

Ortho Organizers, Inc.

1822 Aston Avenue

Carlsbad, CA 92008-7306

USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600

Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607

USASales@OrthoOrganizers.com

IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the *Ortho Organizers'* Web site at  
**OrthoOrganizers.com**



**mdi Europa GmbH**

Langenhagener Str. 71

30855 Langenhagen, Germany

49 511 39 08 9530



**Made  
in the  
USA**



INS25A  
Rev B

**Silver Solder Paste/Flux**

**REF 600-150**

MODE D'EMPLOI

1. Conservez à une température ambiante comprise entre 13-24°C.

2. Refermez le récipient après usage.

**ATTENTION**

Ne pas avaler. Évitez tout contact oculaire ou cutané. N'utilisez que dans une pièce bien aérée ou équipée d'un système d'aération. S'il y a contact oculaire, rincez immédiatement les yeux pendant 15 minutes. CONSULTEZ UN MÉDECIN.

**AVERTISSEMENT**

Protégez les autres et vous même. Lisez et soyez certain de comprendre cette étiquette. LES VAPEURS ET LES GAZ peuvent être dangereux pour votre santé. LES RAYONNEMENTS THERMIQUES (LE RAYONNEMENT INFRAROUGE se dégageant de la flamme ou du métal chaud) peuvent provoquer des blessures oculaires. Lisez et comprenez les instructions données par le fabricant et les mesures de sécurité de votre entreprise. Portez la protection oculaire, auriculaire et corporelle appropriée.

**ATTENTION: CONTIENT DU FLUORURE!**

Cette pâte, lorsqu'elle est chauffée, dégage des vapeurs qui peuvent irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter d'inhaler les vapeurs – n'utiliser que dans des pièces bien aérées. Éviter tout contact cutané ou oculaire avec la pâte. Ne pas avaler. Ne pas laisser à porter de main des enfants! Voir la mesure de sécurité américaine American National Std. Z49.1 Safety in Welding & Cutting, publié par l'American Welding Society, 550 North Lajune Rd., Miami FL 33135 USA OSHA Safety & Health Standard, 29CFR1910, disponible auprès du bureau des publications du gouvernement américain, Washington, DC 20402, USA.

**AVERTISSEMENT**

Ce matériel a été fabriqué selon ses spécifications standards. Faites part de tout vice à Ortho Organizers, Inc. dans les 90 jours suivant la fabrication du matériel. La seule responsabilité de Ortho Organizers, Inc. est de remplacer le matériel.

**Silver Solder Paste/Flux**

**REF 600-150**

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Store in Ambient temperature of 55 to 75° F.

2. Seal container after using.

**CAUTION**

Do not take internally. Avoid contact of paste with eyes or skin. Use only in well ventilated areas or with ventilation equipment. If contact with eyes, flush immediately with clear water for 15 minutes. CONTACT A PHYSICIAN.

**WARNING**

Protect yourself and others. Read and understand this label. FUMES & GASES can be dangerous to your health. HEAT RAYS (INFRARED RADIATION from flame or hot metal) can injure eyes. Read and understand the manufacturer's instructions and your employer's safety practices. Wear correct eye, ear, and body protection.

**CAUTION: CONTAINS FLUORIDES!**

This paste, when heated, gives off fumes that may irritate eyes, nose, and throat. Avoid fumes—use only in well ventilated spaces. Avoid contact of paste with eyes or skin. Do not take internally. Keep out of reach of children. See American National Std. Z49.1 Safety in Welding and Cutting, published by American Welding Society, 550 North Lajune Rd., Miami, FL 33135 OSHA Safety & Health Standard, 29CFR1910, available from the US Government Printing Office Washington, DC 20402.

**WARNING**

This material has been manufactured to its standard specifications. Defects must be reported to Ortho Organizers, Inc. within 90 days of manufacture. Liability is limited to replacement of defective material.

**Silver Solder Paste/Flux**

**REF 600-150**

(Catalogue number)

**INSTRUCTIONS FOR USE**

## Silver Solder Paste/Flux

### REF 600-150

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

---

1. Bei einer Umgebungstemperatur von 13 bis 24°C lagern.
2. Den Behälter nach Gebrauch dicht verschließen.

#### VORSICHT

Nicht einnehmen. Paste nicht in die Augen oder auf die Haut bringen. Nur verwenden, wenn gute Entlüftung gewährleistet ist. Bei Augenkontakt die Augen umgehend 15 Minuten lang mit klarem Wasser ausspülen. EINEN ARZT AUFSUCHEN.

#### WARNUNG

Schützen Sie sich selbst und Umstehende. Die Angaben auf diesem Etikett müssen beachtet werden. Die DÄMPFE UND GASE können gesundheitsgefährdend sein. WÄRMESTRAHLUNG (INFRAROTSTRAHLUNG von Flammen oder heißem Metall) können zu Verletzungen im Auge führen. Die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz sind zu beachten. Geeigneten Augen-, Ohren- und Körperschutz tragen.

#### VORSICHT: ENTHÄLT FLUORIDE!

Diese Paste gibt beim Erwärmen Dämpfe ab, die auf Augen, Nase und Rachen reizend wirken können. Dämpfe vermeiden – nur unter gut entlüfteten Bedingungen verwenden. Die Paste nicht in die Augen oder auf die Haut bringen. Nicht einnehmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Siehe American National Standard Std. Z49.1 Safety in Welding and Cutting (Sicherheit beim Schweißen und Schneiden), herausgegeben von der American Welding Society, 550 North LaJeune Rd., Miami, FL 33135, USA, sowie OSHA Safety & Health Standard 29CFR1910, zu beziehen vom USA Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA.

#### WARNUNG

Dieses Material wurde entsprechend seinen Standardspezifikationen hergestellt. Beanstandungen müssen innerhalb von 90 Tagen nach Herstellungsdatum Ortho Organizers Inc. angezeigt werden. Die Haftungsverpflichtung beschränkt sich auf eine Ersatzleistung für das defekte Material.

## Silver Solder Paste/Flux

### REF 600-150

#### INSTRUCCIONES DE USO

---

1. Almacene a temperatura ambiente de 13° a 24°C.
2. Selle el envase después de usarlo.

#### PRECAUCIÓN

No ingerir. Evite que la pasta entre en contacto con los ojos y la piel. Use exclusivamente en ambientes con buena ventilación o con equipo de ventilación. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese con agua durante 15 minutos. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA.

#### ADVERTENCIA

Protéjase a sí mismo y a los demás. Lea y comprenda este rótulo. LOS VAPORES Y GASES pueden ser nocivos para la salud. La RADIACIÓN CALORÍFICA (RADIACIÓN INFRARROJA proveniente de llamas o metal caliente) puede dañar los ojos. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante y los protocolos de seguridad de su empleador. Use protección adecuada para los ojos, oídos y cuerpo.

#### PRECAUCIÓN, ¡CONTIENE FLUORUROS!

Al calentar esta pasta, desprende vapores irritantes para los ojos, nariz y garganta. Evite el contacto con los vapores – úselo exclusivamente en ambientes bien ventilados. Evite el contacto entre la pasta y los ojos o la piel. No ingerir. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte las normas de seguridad para soldar y cortar American National Std. Z49.1 Safety in Welding and Cutting, publicada por la American Welding Society, 550 North LaJeune Rd., Miami, FL 33135, USA OSHA Safety & Health Standard, 29CFR1910, disponible en la US Government Printing Office Washington, DC 20402, USA.

#### ADVERTENCIA

Este material ha sido fabricado a sus especificaciones estándares. Comuníquese con Ortho Organizers Inc. dentro de los 90 días después de su fabricación en caso de cualquier defecto. La responsabilidad se limita a la sustitución del producto defectuoso.

## Silver Solder Paste/Flux

### REF 600-150

#### ISTRUZIONI PER L'USO

---

1. Conservare a temperatura ambiente (13-24°C).
2. Chiudere bene il recipiente dopo l'uso.

#### AVVERTENZA

Non ingerire. Evitare il contatto della pasta con gli occhi o la cute. Utilizzare soltanto in ambienti ben ventilati o provvisti di sistemi di ventilazione. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua per 15 minuti e contattare un medico.

#### ATTENZIONE

Per la sicurezza dell'utilizzatore e di altre persone, leggere attentamente questa etichetta. Fumi ed emissioni gassose possono nuocere alla salute. I RAGGI TERMICI (RAGGI INFRAROSSI generati dalla fiamma o dal metallo riscaldato) possono recare danni agli occhi. Leggere attentamente le istruzioni fornite dal produttore e le norme di sicurezza di laboratorio. Indossare protezioni adatte per occhi, orecchie e corpo.

#### AVVERTENZA: QUESTO PRODOTTO CONTIENE FLUORURI!

Una volta riscaldata, questa pasta emette fumi che possono irritare gli occhi, il naso e la gola. Evitare i fumi – utilizzare soltanto in ambienti ben ventilati. Evitare il contatto della pasta con gli occhi o la cute. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Vedere l'American National Standard Z49.1 Safety in Welding and Cutting, pubblicato dalla American Welding Society, 550 North LaJeune Rd., Miami, FL 33135, USA OSHA Safety & Health Standard, 39CFR1910, disponibile presso il Government Printing Office di Washington DC 20402, USA.

#### ATTENZIONE

Questo materiale è stato prodotto secondo le specifiche standard. Comunicare eventuali difetti alla Ortho Organizers, Inc. entro 90 giorni dalla data di fabbricazione. La responsabilità del produttore è limitata alla sostituzione di materiale difettoso.