

Polar Bear Ice Instrument

REF 200-330

Instructions for Use

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove end cap, fill instrument with water, replace cap.
2. Place in the freezer until completely frozen.
3. Place grooved tip of instrument on archwire to chill.
4. Empty water and sterilize.
5. **Warning:** Both caps must be removed before heat sterilization.

MODE D'EMPLOI

1. Retirez le capuchon de l'extrémité, remplissez l'instrument avec de l'eau, remettez le capuchon.
2. Placez-le dans le congélateur et laissez-le jusqu'à ce que l'eau soit gelée.
3. Placez l'extrémité cannelée sur le fil de l'arc pour le refroidir.
4. Videz l'eau et stérilisez.
5. **Avvertissement:** Les deux capuchons doivent être retirés avant de stériliser par la chaleur.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die Endkappe entfernen, das Instrument mit Wasser füllen, und die Kappe wieder aufsetzen.
2. Im Gefrierfach/-apparat vollständig gefrieren lassen.
3. Die gerillte Spitze des Instruments auf einen Bogendraht zum Kühlen setzen.
4. Das Wasser ausgießen und sterilisieren.
5. **Warnung:** Vor der Hitzesterilisation müssen beide Deckel entfernt werden.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il tappo dall'estremità, riempire lo strumento con acqua e richiuderlo con il tappo.
2. Collocare lo strumento nel congelatore fino a quando non è completamente ghiacciato.
3. Collocare la punta scanalata dello strumento sul filo per arcata per raffreddarlo.
4. Svuotare lo strumento e risterilizzarlo.
5. **Attenzione:** prima di effettuare la sterilizzazione a calore, rimuovere entrambi i tappi.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa del extremo, llene el instrumento con agua, vuelva a ponerle la tapa.
2. Déjelo en el congelador hasta que esté completamente congelado.
3. Ponga la punta de surco del instrumento en el alambre dentario para enfriarlo.
4. Vacíele el agua y esterilícelo.
5. **Advertencia:** Hay que quitar las dos tapas antes de esterilizar con calor.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove end cap, fill instrument with water, replace cap.
2. Place in the freezer until completely frozen.
3. Place grooved tip of instrument on archwire to chill.
4. Empty water and sterilize.
5. **Warning:** Both caps must be removed before heat sterilization.

MODE D'EMPLOI

1. Retirez le capuchon de l'extrémité, remplissez l'instrument avec de l'eau, remettez le capuchon.
2. Placez-le dans le congélateur et laissez-le jusqu'à ce que l'eau soit gelée.
3. Placez l'extrémité cannelée sur le fil de l'arc pour le refroidir.
4. Videz l'eau et stérilisez.
5. **Avvertissement:** Les deux capuchons doivent être retirés avant de stériliser par la chaleur.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die Endkappe entfernen, das Instrument mit Wasser füllen, und die Kappe wieder aufsetzen.
2. Im Gefrierfach/-apparat vollständig gefrieren lassen.
3. Die gerillte Spitze des Instruments auf einen Bogendraht zum Kühlen setzen.
4. Das Wasser ausgießen und sterilisieren.
5. **Warnung:** Vor der Hitzesterilisation müssen beide Deckel entfernt werden.

Polar Bear Ice Instrument

REF 200-330

Instructions for Use

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il tappo dall'estremità, riempire lo strumento con acqua e richiuderlo con il tappo.
2. Collocare lo strumento nel congelatore fino a quando non è completamente ghiacciato.
3. Collocare la punta scanalata dello strumento sul filo per arcata per raffreddarlo.
4. Svuotare lo strumento e risterilizzarlo.
5. **Attenzione:** prima di effettuare la sterilizzazione a calore, rimuovere entrambi i tappi.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa del extremo, llene el instrumento con agua, vuelva a ponerle la tapa.
2. Déjelo en el congelador hasta que esté completamente congelado.
3. Ponga la punta de surco del instrumento en el alambre dentario para enfriarlo.
4. Vacíele el agua y esterilícelo.
5. **Advertencia:** Hay que quitar las dos tapas antes de esterilizar con calor.



Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA
Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the Ortho Organizers' Web site at OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany
49 511 39 08 9530



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association



INS40A
Rev B



Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA
Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the Ortho Organizers' Web site at OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany
49 511 39 08 9530



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association



INS40A
Rev B