

TRU-FLAVOR™

REF 600-001, -002, -004, -005, -006

Instructions for Use

TRU-FLAVOR

(Alginate Impression Flavoring)

INSTRUCTIONS FOR USE

Add 5-7 drops of *Tru-Flavor* to water measure for every 1 scoop of alginate powder. For cementations add 2-5 drops to cotton roll for pleasant taste while banding. Contains artificial flavoring.

2 Fl. Oz.

TRU-FLAVOR

(Produit aromatique pour alginate pour empreinte)

MODE D'EMPLOI

Pour 1 cuiller de poudre d'alignate, ajoutez 5 à 7 gouttes de *Tru-Flavor* à l'eau. Pour les pâtes adhésives, ajoutez 2 à 5 gouttes au rouleau de coton lors de la pose d'une bague. Arôme artificiel.

59 ml (2 onces de liquide)

TRU-FLAVOR

(Geschmacksstoff für Alginat-Abdruckmasse)

GEBRAUCHSANWEISUNG

Dem Wassermeßgefäß pro Becher Alginatpulver 5-7 Tropfen *Tru-Flavor* hin-zufügen. Bei Zementierungs-arbeiten die Watterolle zur Geschmacksverbesserung während der Verbindung mit 2-5 Tropfen versetzen. Ent-hält künstlichen Aromastoff.

59 ml (2 Fl. Ounces)

TRU-FLAVOR

(Preparato aromatizzante per alginato per impronte dentarie)

ISTRUZIONI PER L'USO

Aggiungere 5-7 gocce di preparato *Tru-Flavor* nell'acqua per ciascun misurino di polvere di alginato. Per le cementazioni, aggiungere 2-5 gocce al rotolo di ovatta renderne piacevole il sapore durante l'applicazione delle bande. Contiene aromi artificiali.

59 ml (2 once liquide)

TRU-FLAVOR

(Saborizante para impresiones con alginatos)

INSTRUCCIONES DE USO

Agregue 5 a 7 gotas de *Tru-Flavor* a la medida de agua por cada cucharilla de alginato en polvo. Para cementaciones, agregue 2 a 5 gotas a una torunda de algodón para obtener un sabor agradable mientras se colocan las bandas. Contiene saborizante artificial.

59 ml (2 onzas líquidas)



Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the Ortho Organizers' Web site at OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany
49 511 39 08 9530



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association

Made
in the
USA



INS03A
Rev C